

Luxamed LED Untersuchungsleuchten

gültig bis 30. April 2019

esamed


Express Service für Arzt- und Kranken-
hausbedarf Handelsgesellschaft mbH

LED Untersuchungsleuchte

- 15 V / 11.25 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs
- Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
- Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- abnehmbarer, sterilisierbarer Handgriff
- Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm
- Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippsticheres Rollstativ (5-Fuß-Stativ) aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

**5%
Einführungs-
rabatt!**

Art. Nr.	Artikel	Angebotspreis	Menge
111014	LED Untersuchungsleuchte weiß, komplett	300,00 €	
112014	LED Untersuchungsleuchte Oberteil, weiß* ①	209,00 €	
122014	LED Untersuchungsleuchte Oberteil, schwarz* ①	209,00 €	
112114	LED Untersuchungsleuchte mit abnehmbarem Handgriff (sterilisierbar), weiß* ②	247,00 €	
122114	LED Untersuchungsleuchte mit abnehmbarem Handgriff (sterilisierbar), schwarz* ②	247,00 €	
113014	5-Fuß-Stativ für Untersuchungsleuchte, weiß	95,00 €	
232014	Wandhaltewinkel für Untersuchungsleuchte, schwarz	23,00 €	
242014	Tischklemme für Untersuchungsleuchte, schwarz	28,50 €	



* weitere Farbvariationen



Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen.
Dieses Angebot ist gültig bis zum 30. April 2019.



Bestell-Fax (kostenlos)
0800 3726331

esamed GmbH
Niedernhart 1a
94113 Tiefenbach

Telefon 0180 1372633
Telefax 0800 3726331
www.esamed.de